

Köszönjük, hogy mi gondoskodhatunk látásáról!

Azért, hogy minél hosszabb ideig, problémamentesen tudja használni termékünket, kérjük, tanulmányozza át jelen ismertetőnket. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben az elkészült szemüvegében, vagy kontaktlencséjében nem érzi tökéletesnek a látását, ne viselje azt, és haladéktalanul keresse fel az Önhöz legközelebb eső szaküzletünket. Munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére, hogy az esetlegesen felmerülő probléma okát kiderítsék, és amennyiben szükséges, úgy haladéktalanul kijavítsák azt.

Semmi esetre sem javasoljuk, hogy például vezessen az új szemüvegében, vagy kontaktlencséjében, amennyiben azt még nem szokta meg, vagy bizonytalannak érzi a látását benne.

Szemüveg használati útmutató

A termék rendeltetése: szemüveg, a szem elé illesztett, a szem fénytörési hibáját korrigáló látásjavító eszköz, mely egyaránt alkalmazható rövidlátó, távollátó, presbyopiás, valamint kontaktlencsét viselő páciensek kiegészítő látáskorrekciója céljából.

A keret anyaga: fém (és annak ötvözetei), műanyag és ezek kombinációi.

A lencse anyaga: üveg, illetve különböző műanyag származékok.

Használata: Látásjavító eszközként csak olyan szemüveg használható, melyet optometrista vagy szemész szakorvos által felírt korrekció alapján, a kiválasztott típusú szemüveglencsék keretbe helyezésével szakember készít el, a keret kiválasztását, beállítását, és archoz igazítását követően.

Javasoljuk, hogy szemüvegét két kézzel vegye fel, illetve tegye le. Amennyiben azt a fején elcsúsztatva, hajpántként, illetve tok nélkül a ruházon viseli, úgy kerete és lencsái megkarcolódhatnak, megsérülhetnek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések, meghibásodások, a jótállási, szavatosság időtartam alatt is kizárólag a vásárló költségviselésével javíthatók ki. Használat során a szemüveg beállításai módosulhatnak, a szemüveg deformálódhat, csavarjai kilazulhatnak. A fenti problémák észlelése esetén keresse fel üzleteinket, ahol szakképzett eladóink kérésére bármikor archoz igazítják, beállítják, elvégzik a szükséges karbantartásokat az Ön szemüvegén. Figyelem! A fűrt keretek fokozottan érzékenyek, használatuk nagyobb körültekintést igényel.

Tárolás: A szemüveglencsék és bevonataik sérülékenyek, ezért, hogy a karcolódásoktól megóvja használaton kívül, mindig tartsa lehetőleg keményfedelű szemüvegtokban! Szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól (+50 Celsius fok feletti hőmérséklet, -10 Celsius fok alatti hőmérséklet), sugárzó hőtől, vegyi anyagoktól, kozmetikumoktól, tenger.

Szaunában, szoláriumban ne viselje, ne vigye! Gépjármű szélvédő je mögött, annak műszerfalán és a kesztyűtartóban ne tárolja!

Tisztítás: Műanyag szemüveglencséit csak nedvesen, langyos vízzel, zsíros elszennyeződés esetén semleges kémhatású tisztítószerrel, illetve optikai üzletben beszerezhető tisztító folyadékkal, textil vagy speciális impregnált törülközővel tisztítsa. Papírtörülőt ne használjon! Csak az üveglencse tisztítható szarvasbőrrel! A szemüvegkeret szennyeződései puha törülközővel szárazon, illetve nedvesen, semleges vagy speciális optikai tisztítószerrel, optikai szaküzletben ultrahangos tisztítással távolíthatók el.

Javítás: A termék sérülése, utólagos beállítási igénye esetén forduljon szakemberhez! Kérjük, hogy szemüvegét házilag ne próbálja javítani! Amennyiben a javítás nem szaküzletben, szakember által történik, az ebből eredő károsodásért felelősséget nem vállalunk.

Keressen minket a www.ofotert.hu weboldalon és a Facebookon!