

## ENGLISH

DUO CONTACT LENS CASE

SMART COLOUR CAP SYSTEM

3D CHARACTER CONTACT LENS CASE

NO LEAK LOCKING SYSTEM

DUO CONTACT LENS CASE

- For Soft, Hard or Gas permeable lenses
- FDA and CE approved

### DIRECTIONS FOR USE

- Before initial use rinse lens case and caps thoroughly with fresh contact lens disinfecting solution. Use this method to clean the lens case weekly. Do not use soaps, detergents or other household cleaners.
- After you remove your lenses from the lens case, empty & rinse it with fresh contact lens disinfecting solution. Allow the case to dry thoroughly.
- Always store lenses in fresh solution. Never reuse solution.
- Follow your manufacturer's instructions for your lens care regime.

### Warnings:

- Lens cases can be a significant source of microbial contamination. To help prevent eye infections, lens cases should be properly cleaned, rinsed and air dried.
- Lens cases should be replaced every month, or as directed by your eye care practitioner.
- Use of this lens case with heat may cause warpage. **USE FOR STORAGE DURING CHEMICAL DISINFECTION ONLY. DO NOT USE WITH HEAT.**
- Some chemical & hydrogen peroxide systems require special lens cases. Follow the manufacturer's instructions or consult your eye care practitioners.

## HUNGARIAN (HU)

DUO KONTAKTLENCSE TOK

SZÍNES KUPAKKAL

3D MINTÁS KONTAKTLENCSE TOK

SZIVÁRGÁS MENTESEN ZÁRHATÓ

DUO KONTAKTLENCSE TOK

- Lágy, kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez
- FDA és CE minősített

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt alaposan öblítse ki a kontaktlencse tok belsejét és a kupakokat friss kontaktlencse ápolószer oldattal. Ugyanezt végezze el heti rendszerességgel. Ne használjon szappant, mosószert vagy más háztartási tisztítószer.
- Miután eltávolította a lencsét a tokból, ürítse ki és öblítse ki friss kontaktlencse ápolószer oldattal. Hagyja alaposan megszáradni a tokot a levegőn.
- A lencsét mindig friss oldatban tárolja. Soha ne használja újra az oldatot.
- Kövesse a kontaktlencse ápolószer oldat használatára vonatkozó gyártói utasításokat.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A kontaktlencse tokok mikrobiális szennyeződések forrása lehet. A szemfertőzések megelőzése érdekében a tokokat megfelelően ki kell tisztítani, öblíteni és levegőn megszáritani.
- A kontaktlencse tokot minden hónapban újra kell cserélni, vagy a szemész orvos utasításainak megfelelően.
- A tok hő hatására megvetemedhet. CSAK KÉMIAI FERTŐTLENÍTÉST ALKALMAZZON. NE HASZNÁLJON HŐT.
- Néhány kémiai és hidrogén-peroxid kontaktlencse ápolószer oldat speciális tokot igényel. Kövesse a gyártó utasításait, vagy forduljon szemész orvosához.

## CZECH (CZ)

POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY DUO

SYSTÉM VESELÝCH BAREV NA VÍČKÁCH

SYSTÉM NEPROTÉKAVÉHO UZÁVĚRU

POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY DUO

- Pro měkké, tvrdé nebo permeabilní čočky
- schváleno normami FDA a CE

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím vypláchněte pouzdro a uzávěry čtvrtým roztokem na čištění kontaktních čoček. Tuto metodu používejte na týdení bázi. Nepoužívejte mýdlo ani žádné čisticí prostředky pro domácnost.
- Poté co vyjmete čočky z pouzdra, vylijte zbytek čisticího roztoku a vypláchněte pouzdro čerstvým roztokem. Pouzdro nechte vyschnout.
- Vždy uchovávejte kontaktní čočky v čerstvém čisticím roztoku. Nikdy neukládejte kontaktní čočky do již použitého čisticího roztoku.
- Striktně dodržujte pokyny výrobce kontaktních čoček v jejich ošetrovacím režimu.

### Upozornění:

- Pouzdra na čočky mohou být zdrojem mikrobiální kontaminace. Vyvarujte se oční infekce udržováním pouzdra v čistotě vypláchnutím a vysušením na vzduchu.
- Pouzdro na kontaktní čočky by mělo být vyměněno každý měsíc nebo tak často, jak doporučí oční lékař.
- Pouzdro nevystavujte vysokým teplotám, mohlo by dojít k jeho znehodnocení. **POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ K DESINFEKCI KONTAKTNÍCH ČOČEK.**
- Pro některé chemické a hydrogen peroxidové systémy je potřeba použít speciální pouzdra. Striktně dodržujte pokyny výrobce kontaktních čoček v jejich ošetrovacím režimu a dodržujte doporučení očního lékaře

## SLOVAK (SK)

DUO PUZDRO NA KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

S FAREBNÝM UZÁVEROM

S PROTIPRESAKOVACÍM SYSTÉMOM

DUO PUZDRO NA KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

- k mäkkým, tvrdým a plynopriepustným šošovkám
- schválené FDA a CE

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím dôkladne opláchnite vnútro puzdra a vrchnáky s čerstvým roztokom na kontaktné šošovky. Toto čistenie vykonávajte s týždennou pravidelnosťou. Nepoužívajte mydlo, prací prostriedok alebo iný čistiaci prostriedok určený pre domácnosť.
- Po vybratí kontaktných šošoviek z puzdra, vyprázdňte puzdro a opláchnite ho čerstvým roztokom na kontaktné šošovky. Puzdro nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu.
- Kontaktné šošovky uchovajte vždy v čerstvom roztoku. Nikdy nepoužívajte použitý roztok.
- Dodržujte pokyny výrobcu roztoku na kontaktné šošovky.

### UPOZORNENIE:

- Puzdrá na kontaktné šošovky môžu byť zdrojom mikrobiálnej kontaminácie. Aby ste predišli infekciám očí, mali by byť obaly na šošovky správne očistené, opláchnuté a sušené na vzduchu.
- Puzdra na kontaktné šošovky by ste mali vymieňať každý mesiac alebo podľa pokynov vášho ošetrojúceho lekára.
- Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k deformácii puzdra. POUŽITE IBA CHEMICKÚ DEZINFEKCIU, NEPOUŽÍVAJTE DEZINFEKCIU TEPLOM..
- Niektoré chemické a peroxidové roztoky si vyžadujú špeciálne puzdro. Postupujte podľa pokynov výrobcu alebo sa poraďte so svojím lekárom.